

## Synchro QS4

**Laser**

Q-Switched Nd:YAG

**Longueurs d'onde**

- 1064 nm
- 532 nm
- 585 nm (Option laser pièce à main)
- 650 nm (Option laser pièce à main)

**Longueur d'impulsion**

6 ns

**Max énergie  
@ 1064 nm**

1.6 J

**Fréquence  
max @ 532/1064 nm**

10 Hz

**Tailles des spots carrés  
1064 / 532 nm**

2.0 x 2.0 mm  
2.5 x 2.5 mm  
4.0 x 4.0 mm  
5.5 x 5.5 mm  
6.0 x 6.0 mm

**Tailles des spots carrés  
585 / 650 nm**

2.5 x 2.5 mm

**Alimentation électrique**

100-115 V (50/60 Hz)  
220-230 V (50 Hz) 1,6 kVA

**Dimensions\* et poids**

132 (H) x 48 (L) x 80 (P) cm - 90 Kg

\* Avec bras articulé plié.