



# dalyance

Traitements multiples. Combinaison de radiofréquences et ultrasons.  
Raffermit, lisse et définit les contours.



 **COCOON**  
MEDICAL

# dalyance

## Résultats visibles, notre meilleure garantie

### Deux technologies en un seul appareil

dalyance combine la radiofréquence et les ultrasons.

La radiofréquence permet d'améliorer la qualité de la peau et de stimuler la néo-collagenèse en chauffant le tissu adipeux et le tissu au niveau cutané par diffusion de la chaleur.

La cavitation est un traitement qui utilise des ultrasons basse fréquence qui entraînent la formation de microbulles. Celles-ci accumulent une grande quantité d'énergie et lorsqu'elles s'entrechoquent contre les adipocytes réussissent à briser la membrane de la cellule adipeuse sans endommager les structures adjacentes. Ceci tout en respectant l'intégrité du système sanguin et lymphatique transformant la graisse de l'état solide à l'état liquide. Celle-ci sera éliminée à travers le système lymphatique par voie urinaire.

### Comment fonctionne dalyance ?

dalyance offre la solution esthétique complète combinant les technologies de radiofréquence et de cavitation pour les traitements et le remodelage corporel ainsi que le rajeunissement du visage.

La combinaison de ces deux techniques permet de chauffer la zone à traiter par radiofréquence et ultrasons exerçant ainsi une pression tri-dimensionnelle sur le tissu adipeux permettant d'obtenir un effet beaucoup plus efficace sur la zone traitée.

#### Rajeunissement du visage:

- Peau plus ferme et rajeunie
- Contours du visage
- Fermeté de la peau
- Réduction des rides

**Remodelage du corps:** les traitements dalyance sont non invasifs et indolores. Sa technologie innovante permet d'obtenir d'excellents résultats pouvant montrer des gains de 3 centimètres dès la première session. De plus, dalyance permet de traiter la cellulite sous toutes ses formes: dure, flasque ou œdémateuse afin d'obtenir le meilleur résultat pour chaque patient. Les traitements corporels qu'offre dalyance sont :

- Réduction de la cellulite
- Raffermissment
- Amélioration de l'apparence de la peau
- Remodelage corporel

### Excellents résultats

Les traitements dalyance ont comme effet une amélioration progressive de la zone traitée, ses résultats étant visible dès le premier traitement et de longue durée une fois terminé.

Avant



Après



*Patiente de 43 ans avec cellulite adipeuse et affaissement. Après 4 sessions.*

Avant



Après




*Patiente de 58 ans avec cellulite adipeuse et affaissement. Après 4 sessions.*

Avant



Après



*Patient de 72 ans de vieillissement de grade IV. Après 5 sessions.*

# dalyance

## Tendance, innovation et design

### Multiplés accessoires pour un traitement complet

dalyance est conçue pour offrir à la fois des soins du visage et du corps pouvant s'adapter aux besoins de chaque client.

**Accessoires pour le rajeunissement du visage:** l'appareil compte 2 pièces à main faciales monopolaires et bipolaires. Les résultats obtenus sont:

- Redéfinition du contour du visage
- Réduction des rides et ridules d'expression
- Réduction des poches et des cernes
- Lifting de la zone péri-oculaire
- Le comblement des rides des sillons nasogéniens



*Monopolaire*



*Bipolaire*

**Accessoires pour remodelage corporel:** dalyance offre un remodelage du corps en trois phases: le drainage, la réduction et le raffermisssement, permettant d'adapter le nombre de séances selon les attentes du client. Il compte également une tête de massage pour compléter le traitement et améliorer le résultat.

**Corporel multipolaire 4 sorties :** adaptée pour drainer le tissu et favoriser l'élimination des liquides. Recommandé dès les premières séances.



**Corporel multipolaire 6 sorties :** permet la destruction du tissu adipeux et aide à éliminer les graisses localisées.



**Monopolaire :** cette pièce à main travaille sur le raffermisssement de la peau afin d'obtenir un effet douceur et élasticité. Utilisation recommandée pour les fins de traitements.



**Pièce à main à ultrasons concave :** agissant sur la destruction de l'adipocyte et favorise la réduction du tissu adipeux. Convient pour les zones importantes.



**Pièce à main à ultrasons plat :** agissant sur l'adipocyte en favorisant la réduction du tissu adipeux. Convient pour les petites zones.



*Pièce à main optionelle.*

